





CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI

Contenitori trattati:	flaconi contenenti liquidi o liofilati
Velocità normale di rotazione mandrini	regolabile con continuità da 300 a 2500 rpm
Velocità di pre-rotazione	regolabile con continuità da 1000 a 3500 rpm
Velocità lenta di rotazione	regolabile con continuità da 150 a 1000 rpm
Stazioni di analisi	9 telecamere
Carico	da cassette 460 x 470 x 40 mm (LxPxA)
Scarico	
accettati	su cassette 460 x 470 x 40 mm (LxPxA)
scartati	su cassette in acciaio standard C.E.A 130 x 345 x 50mm (LxPxA)

SERVIZI

Alimentazione elettrica	220V $\pm$ 10% 50/60Hz 1 Ph
Potenza	2.5 KW

LIMITI

Dimensioni e peso:	
modulo:	1555 x 2485 x 2470 mm (L x P x A); 700 kg
console:	1200 x 600 x 2100 mm (L x P x A); 380 kg
Altezza carico/scarico	950 mm $\pm$ 25 mm

Altezza minima dal pavimento

modulo	150 mm
console	50 mm

Rumore	75 dB(A)
livello di pressione acustica	

Livello di protezione

modulo	CEI IP 22
console	CEI IP 43

AMBIENTE

Temperatura operativa	da +5 a +35° C
------------------------------	----------------

Umidità relativa	90% massima
-------------------------	-------------

Compatibilità elettromagnetica	emissione entro i limiti della norma CEI EN 50081-1
---------------------------------------	---


Pressione	0,5 ÷ 2 bar
------------------	-------------

ESPANDIBILITA'

Spazio disponibile Software	20 %
------------------------------------	------

Cablaggio	10 % morsetti liberi
------------------	----------------------

Interfaccia	seriale RS232-C, parallela Centronics
--------------------	---------------------------------------




CUSTOMER	
☐ APPROVED ☐ APPROVED AS NOTED	
CUSTOMER SIGNATURE	DATE



☐ FOR INFORMATION	
☐ FOR APPROVAL	
DATE	CHECKED
DATE	APPROVED
VICENZA-ITALY	

LAYOUT ATM32 SX Ver4.0			
DRAWN	DATE	:	REV.
			0



CUSTOMER

☐ APPROVED
☐ APPROVED AS NOTED

CUSTOMER SIGNATURE

DATE

3. TECHNICAL NOTES

PERFORMANCES.

Tested containers:	ampoules
Mechanical speed:	continuous adjustment up to 100 pcs/min; max.mechanical limit 116 pcs/min
Inspection stations	6 ultrasonic sensors
Maximum rotation speed	3.000 rpm
Loading	in line or with trays
Unloading	
accepted	with trays or in line
rejected	steel trays
Drying zone	800 mm

SERVICES

Electric supply

console and mechanical module	220V $\pm 10\%$ 50Hz 1Ph
dryer	380V $\pm 10\%$ 50Hz 3Ph + N + PE

Power

console and mechanical module	2,5 KW
dryer	6 KW

Compressed air supply	6 bar, consumption 50 Nliters/min
------------------------------	-----------------------------------

Water at running	4 l/h, temperature 20+40 ° C
-------------------------	------------------------------

LIMITS

Dimensions and weights

mechanical module: 2040 x 1210 x 1730mm (L x D x H); 850 kg

console: 1200 x 600 x 2100 mm (L x D x H); 380kg

dryer: 1600 x 600 x 1600 mm (L x D x H); 300kg

Loading/unloading height 900 mm + 50 mm

Minimum height above floor

module 120 ± 25 mm

console 85 mm

dryer 100 mm

Noise 80 dB(A)

acoustic pressure level

(continuous equivalent A-weighted)

Protection level

module within the CEI standard IP 22

console within the CEI standard IP 43

dryer within the CEI standard IP 22

WORKING ENVIRONMENT



Operating temperature from +5 up to +35° C


Relative humidity max. 90% , no condensation


Electromagnetic compatibility Emission within the CEI EN 50081-1 standard limits

Pressure 0,5 ÷ 2 bar

LAYOUT








CUSTOMER	
☐ APPROVED ☐ APPROVED AS NOTED	
CUSTOMER SIGNATURE	DATE

☐ FOR INFORMATION	
☐ FOR APPROVAL	
DATE	CHECKED
DATE	APPROVED



LAYOUT ATM18U-DRYER


DRAWN AP	DATE	DWG	REV. 1
-------------	------	-----	-----------



CUSTOMER	
☐ APPROVED ☐ APPROVED AS NOTED	
CUSTOMER SIGNATURE	DATE



☐ FOR INFORMATION ☐ FOR APPROVAL		 VICENZA-ITALY	LAYOUT ATM18U-DRYER		
DATE	CHECKED		DRAWN	DATE	DWG
DATE	APPROVED		AP		REV. 1



CUSTOMER	
☐ APPROVED ☐ APPROVED AS NOTED	
CUSTOMER SIGNATURE	DATE



☐ FOR INFORMATION	
☐ FOR APPROVAL	
DATE	CHECKED
DATE	APPROVED



LAYOUT ATM18U-DRYER

DRAWN	DATE	DWG	REV.
AP			1